

VANDONI SALUS

dal 1926 al servizio delle farmacie

CHOLESTECH
LDX 
AUTOANALISI

Colesterolo Totale

HDL/LDL

Rapporto Colesterolo Totale/HDL


Trigliceridi

Transaminasi

Glucosio

hs CRP

Proteina C-reattiva ultrasensibile



Sistema analitico in chimica secca per determinare il Profilo Lipidico



Procedura semplice senza utilizzo di striscette, reagenti e centrifuga.

Richiede un solo prelievo di sangue capillare (35 microlitri)


Calcolo del rischio cardiovascolare (Framingham Risk)

VANDONI SALUS

dal 1926 al servizio delle farmacie



1 Raccogliere il campione



2 Erogare il campione



3 Inserire la cassetta reagente

abbiamo a cuore la Vostra salute



CHOLESTECH
LDX
AUTOANALISI

semplice

Questo esame fornisce, con praticità e in modo indolore, i valori fondamentali per una corretta valutazione del rischio cardiaco. Procedura in 3 passaggi, 5 risultati in 5 minuti, su una sola goccia di sangue. Possibilità di calcolare il rischio cardiovascolare (Framingham Risk).

preciso

Risultati comparabili con il metodo di riferimento dei laboratori di diagnostica clinica.

"Pharmacies reliably determine blood analyte values", Klinische Pharmazie, N.50, 12.12.2002.

"The Accuracy and Reproducibility of a Rapid, Fingertstick Method for Measuring a Complete Lipid Profile is Comparable to a Reference Laboratory Method", 2001, Cholestech Corporation.

rapido

Esito degli esami in 5 minuti, un solo prelievo di sangue (35 microlitri).

sicuro

La completa sicurezza del paziente è garantita dall'utilizzo di materiale monouso.



4 Visualizzare i risultati



5 Stampare i risultati

**** Cholestech LDX ****
9 Apr 2009 15.50
Campione= Sangue

Nome/ID

| | |
|-------------|-------|
| TC=212 | mg/dL |
| HDL=41 | mg/dL |
| TRG=93 | mg/dL |
| LDL=153 | mg/dL |
| non-HDL=171 | mg/dL |
| TC/HDL=5.2 | |
| GLU=81 | mg/dL |

Sesso= M Fuma =NO
PS trattata=NO
Eta=35-39 PAS=120-129
10-Anno CHD Risch=1%



Risultati in **5** minuti



Conforme alla normativa CE IVD 98/79
Prodotto conforme alla normativa EN ISO 13485:2003



DATAPROCESS EUROPE S.p.A. - divisione farmacia
Sede Legale ed Amministrativa: viale dell'artigianato, 19 - 20082 Binasco (MI)
Tel. +39.02.90.84.13.42 fax +39.02.90.85.747
Ricevimento merci: via delle scienze, 16 - 20082 Binasco (MI)
www.bilancevandonisalus.it - salus@bilancesalus.it