

PROTEINA C REATTIVA (Hs-CRP)

Esame analitico:	proteina c-reattiva (Hs CRP)
Finalità:	consente di rilevare <i>in vitro</i> le quantità di proteina c-reattiva.
Metodo ed attrezzature d'analisi:	sistema analitico Colestech LDX per l'accertamento delle quantità di Hs CRP con prelievo di sangue capillare. Controlli analitici eseguiti tramite programma esterno di controllo e validazione EQAS BIO-RAD.
Intervallo di riferimento:	< 5,0 mg/L
Significato diagnostico:	Infezione, lesione tissutale e patologie infiammatorie. Come per ogni esame clinico, ogni indicazione diagnostica dovrà essere elaborata dal medico di medicina generale e/o dallo specialista, considerato lo stato generale del paziente, altri esami clinici, fattori individuali di rischio ed ogni altra indicazione relativa alla storia sanitaria individuale del paziente.
Costo al pubblico:	da stabilire